

Activair® med EasyTab™
er ulikt alt som har
vært tidligere



ENKEL Å HÅNDTERE,
LETT Å ÅPNE.



UNIK, ENKEL Å BRUKE,
LETT Å HOLDE.



VARER LENGRE.

Activair batteriene bruker luft-zink teknologi:
Dette er vist å gi samme gode ytelse for hele
spekteret av høreapparater – både for svake og
sterke, digitale og analoge. Med et navn som
Duracell, verdens ledende batterimerke, på esken,
kan du være trygg på at EasyTab aldri svikter.


BFO0105045

Kontakt din lokale forhandler for mer informasjon:




Activair®
med
EasyTab™

Det kreves energi for
å gi den beste lyden



Activair®
med
EasyTab™

Dagens avanserte høreapparater trenger avanserte batterier, slik som Activair® med EasyTab™. Det innovative EasyTab designet gjør at Activair nå er enda enklere å bruke.



LETT Å TA UT.



LETT Å HOLDE.



LETT Å PLASSERE.

Bruk denne enkle veiledningen for å finne hvilken størrelse Activair® batteri du skal ha:



675 (Blått merke)

Erstatter 675, DA675, PZA675, 675AE, V675A



13 (Oransje merke)

Erstatter 13, DA13, PZA13, 13AE, V13A



312 (Brunt merke)

Erstatter 312, DA312, PZA312, 312AE, V312A



10 (Gult merke)

Erstatter 10, DA10, PZA230, 10AE, V230A



Hvordan ta vare på dine Activair batterier:

- Oppbevar batteriene i sin beskyttende eske
- Oppbevar batteriene i romtemperatur – aldri i kjøleskapet
- Ikke fjern den fargede merkelappen før du skal bruke batteriet
- Ikke oppbevar batterier løst i lommen eller la dem komme i kontakt med metall
- Ikke kast batterier i åpen ild
- Ikke forsøk å lade batteriene

Husk at:

Hvis du ikke er helt fornøyd med ditt Activair® batteri med EasyTab™ – enten det gjelder ytelse eller betjening – så ønsker vi å høre fra deg. Ta kontakt med din lokale Activair forhandler som vil viderefremme dine kommentarer til oss.



Activair®
med
EasyTab™