

Activair® med
EasyTab™ är unik.



LÄTT ATT ANVÄNDA,
LÄTT ATT ÖPPNA
FÖRPACKNINGEN.



UNIK,
GREPPVÄNLIG,
LÄNGRE FLIK.



LÄNGRE LIVSLÄNGD
FÖR BÄTTRE
PRESTANDA.

Activair-batterier använder zinkluft-tekniken, vilken visat sig fungera överallt i det breda utbudet av hörapparater. Passar såväl modeller med hög som låg strömförbrukning som till digitala och analoga modeller. Activair står för kvalitet. Du kan lita på att EasyTab aldrig kommer att göra dig besviken.

BRO0805005

www.activaireasytab.com

GN Netcom

GN Netcom, Box 49093,
Svarvargatan 11, 100 28 Stockholm

Tel: 08 693 09 00
Fax: 08 654 84 80
info@gnnetcom.se

www.gnnetcom.se

Activair®
med
EasyTab™

Kraften som ger
det bästa ljudet.



Activair®
med
EasyTab™

Använd denna enkla guide för att kontrollera vilken storlek på Activair®-batteri som du behöver.



Dagens avancerade hörapparater kräver avancerade batterier, såsom Activair® med EasyTab™. Med Activair och EasyTab är det nu lättare än någonsin att byta batteri.



ENKELT ATT
TA UT.



ENKELT ATT
HÅLLA.



ENKELT ATT
SÄTTA IN.




675 (Blå Tab)

Ersätter 675, DA675,
PZA675, 675AE, V675A



13 (Orange Tab)

Ersätter 13, DA13, PZA13,
13AE, V13A



312 (Brun Tab)

Ersätter 312, DA312,
PZA312, 312AE, V312A



10 (Gul Tab)

Ersätter 10, DA10, PZA230,
10AE, V230A

Så här tar du hand om dina Activair-batterier.

- Behåll batterierna i sin skyddande förpackning.
- Lagra batterierna i rumstemperatur – aldrig i kylskåp.
- Ta inte bort den färgade fliken förrän du ska använda batteriet.
- Bär inte lösa batterier i fickan och låt dem inte komma i kontakt med metallföremål.
- Använda batterier ska återlämnas för insamling.
- Försök inte att ladda upp batterierna.

Kom ihåg

Att om du inte är helt nöjd med ditt Activair®-batteri – antingen i prestanda eller i enkelheten att använda – vill vi att du kontakatar oss.



Activair®
med
EasyTab™